

Code No. 08-0689

# 製品規格書

## ヘプタン

インフィニティピュア

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.682~0.684g/mL
屈折率20℃	1.387~1.389
吸光度(210nm)	0.35以下
水分	0.01%以下
不揮発物	10ppm以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	1ppm以下
銅(Cu)	5ppb以下
鉛(Pb)	5ppb以下
鉄(Fe)	10ppb以下
アルデヒド(CH <sub>3</sub> CHOとして)	1ppm以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上