

Code No. 08-0821

製品規格書

エピヘスペリジン標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい褐黄色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=0.05,CH3OH)	実績値集積のうえ、規格化する
比吸光度E1%1cm(284nm)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
光学純度(HPLC)	99.0%以上
含量(HPLC)	99.0%以上