

Code No. 08-0836

製品規格書

ヘスペリジン

局方生薬試験用(成分含量測定用・薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	白色～淡褐黄色の結晶性の粉末又は粉末
吸光度E1%1cm(284nm)(JP法)	310～340
旋光度[α]D20(JP法)	-100～-120°
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
メタノール溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上)	実績値集積のうえ、規格化する