

Code No. 08-0867

製品規格書

塩酸

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
蒸発残分	0.001%以下
強熱残分(硫酸塩)	5ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	1ppm以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約0.1ppm以下)
銅(Cu)	0.1ppm以下
鉛(Pb)	0.2ppm以下
砒素(As)	0.01ppm以下
鉄(Fe)	0.2ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	3ppm以下
よう素還元性物質	試験適合(SO ₃ として約1ppm以下)
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
濃度	35.0~37.0%