

Code No. 08-0881

製品規格書

5-ヒドロキシ-DL-リシン塩酸塩標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=5,H2O)	-0.5～+0.5°
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	98.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する