

Code No. 08-1019

製品規格書

ヒドロコルチゾン

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20} (c=1, 1,4-dioxane)(乾燥後)	+150～+156°
吸収極大波長	239～245nm
乾燥減量(105℃)	1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.5%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	97.0%以上