

Code No. 08-1039

製品規格書

ヘパリンナトリウム, ブタ腸粘膜由来

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、粉末又は粒
水溶状	試験適合
乾燥減量[60℃, 酸化りん(V)上, 減圧]	10%以下
pH(10g/L, 25℃)	5.0～8.0
窒素化合物(Nとして)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
活性	130units/mg以上
不純物	0.20%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する