

Code No. 08-1045

製品規格書

ヒアルロン酸ナトリウム, 鶏冠由来

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄色、結晶性粉末～粉末又は顆粒
水溶状	試験適合
乾燥減量[60°C, 酸化りん(V)上, 減圧]	15.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	15.0～20.0%
pH(1g/L, 25°C)	5.0～8.5
窒素化合物(Nとして)	2.8～4.0%