

Code No. 09-0008

製品規格書

インジゴカルミン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	暗紫青色～暗赤紫色、粉末又は塊
純度(C16H8N2Na2O8S2)(乾燥後)	質量分率97.5%以上
水不溶分	質量分率0.3%以下
乾燥減量(105℃)	質量分率8.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	質量分率29.0～33.0%
変色範囲(pH)	(青)11.6～14.0(黄)
鋭敏度(乾燥後)	試験適合

JIS K 8092:2017
(*:当社追加項目)