

Code No. 09-0234

## 製品規格書

### イソステビオール標準品

ステビオシド定量用

| 試 験 項 目                         | 規 格 値           |
|---------------------------------|-----------------|
| 外観                              | 白色～ほとんど白色、結晶性粉末 |
| 1,4-ジオキサン溶状                     | 試験適合            |
| 融点                              | 229～232℃        |
| 比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=2,C2H5OH) | -77.5～-80.5°    |
| 薄層クロマトグラフィー試験                   | 試験適合            |
| 含量(容量分析)                        | 99.0%以上         |
| 含量(毛管カラムGC)                     | 99.0%以上         |