

Code No. 09-0311

## 製品規格書

### 2,2'-イミノジエタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度[HN(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>2</sub> ](GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
屈折率20℃	1.474～1.479
水分	質量分率0.3%以下
強熱残分	質量分率0.01%以下
2-アミノエタノール(H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH)(GC)	質量分率0.3%以下
2,2',2''-ニトリロトリエタノール [N(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>3</sub> ](GC)	質量分率0.3%以下

JIS K 8453:2013(\*:当社追加項目)