

Code No. 09-0344

製品規格書

インスリン, ヒト, 組換え体

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
希塩酸溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
亜鉛(Zn)(乾燥後)	0.3～1.1%
全窒素(N)(乾燥物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
質量分析試験(MALDI-TOF)	実績値集積のうえ、規格化する
力価(乾燥物換算)	26units/mg以上

Source:Yeast expressed human insulin