

Code No. 09-0345

製品規格書

2',3'-O-イソプロピリデンアデノシン

核酸合成用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
融点	220～225℃
吸収極大波長	259±2nm
分子吸光係数(259nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E250nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E280nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	0.5%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
含量(HPLC)	99.0%以上