

Code No. 09-0559

製品規格書

ヨードアセトアミド

プロテオミクス用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
融点	94～97℃
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上