

Code No. 09-0576

製品規格書

インターロイキン-3, ヒト, 組換え体, 動物由来物フリー

細胞生物学用

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------------|-------------------|
| 外観 | 試験適合 |
| エンドトキシン | 0.01ng/ μ g未満 |
| 電気泳動試験 | 試験適合 |
| 質量分析試験(MALDI-TOF) | 試験適合 |

Source: E. coli expressed human interleukin-3

本品は培養・精製の過程で、動物に由来する物質を使用せずに作製した組換え型のサイトカインです。