

Code No. 09-0647

製品規格書

インスリン, ヒト, 組換え体

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
希塩酸溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
エンドトキシン	10EU/mg以下
亜鉛(Zn)(乾燥後)	1.0%以下
全窒素(N)(乾燥物換算)	13.0～17.0%
質量分析試験(MALDI-TOF)	試験適合
力価(乾燥物換算)	27.5units/mg以上

Source:Pichia pastoris expressed human insulin