

Code No. 09-0648

## 製品規格書

インスリン, ヒト, 組換え体, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
希塩酸溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	10.0%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
亜鉛(Zn)(乾燥後)	0.3～0.6%
全窒素(N)(乾燥物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
質量分析試験(MALDI-TOF)	試験適合
力価(乾燥物換算)	27.5units/mg以上

Source: Saccharomyces cerevisiae expressed human insulin