

Code No. 12-0005

製品規格書

乳酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
総乳酸[CH ₃ CH(OH)COOHとして]	質量分率85.0～92.0%
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩として)	質量分率0.02%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
重金属(Pbとして)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アルデヒド	試験適合
シアン化合物(CN)	質量分率2ppm以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8726:2014
(*:当社追加項目)