

Code No. 12-0085

製品規格書

L-ロイシン

試薬特級

試 験 項 目	規 格 値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(C ₆ H ₁₃ NO ₂)	質量分率99.0%以上
希塩酸溶状	試験適合
pH(10g/L, 25℃)	5.5～7.0
比旋光度[α] _{D20}	+14.7～+16.0°
乾燥減量(105℃)	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.01%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.02%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
砒素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.02%以下
他のアミノ酸	試験適合

JIS K 9054 : 2020(*:当社追加項目)