

Code No. 12-0250

製品規格書

pH2.2 くえん酸リチウム緩衝液

アミノ酸自動分析用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|------------------------|------------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| pH(25℃) | 2.15～2.25 |
| Cl濃度(Cl ⁻) | 0.230～0.270mol/l |
| Li濃度(Li ⁺) | 0.230～0.270mol/l |
| 2,2'-チオジエタノール | 0.23～0.27vol% |
| ニンヒドリン陽性物質 | 試験適合 |