

Code No. 12-0437

# 製品規格書

## 流動パラフィン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.86~0.89g/ml
酸(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> として)	質量分率0.002%以下
塩基(NaOHとして)	質量分率0.001%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.001%以下
硫化物	試験適合
固形パラフィン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 9003:2014  
(\*:当社追加項目)