

Code No. 12-0478

製品規格書

流動パラフィン[密度(20℃)0.795～0.830g/ml]

和光特級

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
粘度(37.8℃)	3.3～4.9mm ² /s
密度(20℃)	0.795～0.830g/ml
酸及び塩基	試験適合
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.002%以下
硫化物	試験適合
多核芳香族炭化水素	試験適合
固形パラフィン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合