

Code No. 12-0511

製品規格書

D-ルシフェリンカリウム

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	ほとんど白色～黄色、結晶性粉末～粉末又は塊
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,H2O)	実績値集積のうえ、規格化する
吸収極大波長	384～386nm
分子吸光係数(385nm)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	1.0%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上