

Code No. 12-0524

## 製品規格書

### 塩化リチウム

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(130℃)	2.0%以下
pH(50g/l, 25℃)	5.0～7.0
硝酸塩	試験適合(NO3:約0.005%以下)
硫酸塩(SO4)	0.005%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
ナトリウム(Na)	0.02%以下
カリウム(K)	0.02%以下
マグネシウム(Mg)	0.005%以下
カルシウム(Ca)	0.005%以下
バリウム(Ba)	0.003%以下
鉄(Fe)	5ppm以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(乾燥後)	99.0%以上