

Code No. 12-0553

## 製品規格書

流動パラフィン[密度(20℃)0.800~0.835g/mL]

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
粘度(37.8℃)	3.3~4.9mm <sup>2</sup> /s
密度(20℃)	0.800~0.835g/mL
酸及び塩基	試験適合
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.002%以下
硫化物	試験適合
多核芳香族炭化水素	試験適合
固形パラフィン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合