

Code No. 12-0593

製品規格書

ロガニン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
純度試験	-
類縁物質	試験適合
ピークの単一性	試験適合
含量(qNMR)	実績値集積のうえ、規格化する
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上)	1%以下

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のロガニン, 定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(*:当社追加項目)