

Code No. 12-0610

製品規格書

リモニン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------|---------------|
| 性状(JP法) | 白色の結晶又は結晶性の粉末 |
| 確認試験(JP法) | 試験適合 |
| 純度試験(JP法) | - |
| 類縁物質(JP法) | 試験適合 |
| * アセトニトリル溶状 | 試験適合 |
| * 水分 | 実測値報告 |
| * 含量(HPLC) | 97.0%以上 |

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のリモニン, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。
(*:当社追加項目)