

Code No. 12-0610

製品規格書

リモニン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* アセトニトリル溶状	試験適合
* 水分	実測値報告
* 含量(HPLC)	97.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のリモニン, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。
(*:当社追加項目)