

Code No. 12-0646

## 製品規格書

### $\alpha$ -リポ酸

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	淡黄色～黄色、結晶又は結晶性の粉末
融点	60～63℃
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
クロロホルム溶状	試験適合
硫酸塩	実績値集積のうえ、規格化する
重金属	10ppm以下
類縁物質	試験適合
残留溶媒	試験適合
乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧]	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
含量(乾燥後)	99.0%以上