

Code No. 12-0672

## 製品規格書

リゾチーム, 卵白由来

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、粉末又は顆粒
水溶状	試験適合
比吸光度E1%1cm( $\lambda$ max)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105°C)	8.0%以下
pH(15g/L, 25°C)	3.0～5.0
塩化物(Cl)	4.2%以下
力価(乾燥物換算)	0.8mgリゾチーム/mg以上