

Code No. 12-0687

製品規格書

リシルエンドペプチダーゼR, 組換え体, バイオ医薬分析用

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
外観	凍結乾燥品
エンドトキシン	20EU/mg未満
残存DNA試験	10ng/mg以下
宿主細胞由来たん白質	1 μ g/mg以下
電気泳動試験(SDS-PAGE)	試験適合
活性	2.0AU/mg以上

Source: E. coli expressed Lysyl EndopeptidaseR