

Code No. 13-0207

## 製品規格書

### 4-メチル-2-ペンタノン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度[(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> COCH <sub>3</sub> ](GC)	質量分率99.5%以上
エタノール溶状	試験適合
密度(20℃)	0.799～0.804g/ml
屈折率20℃	1.394～1.397
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.01%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8903:2014  
(\*:当社追加項目)