

Code No. 13-0207

製品規格書

4-メチル-2-ペンタノン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度[(CH ₃) ₂ CHCH ₂ COCH ₃](GC)	質量分率99.5%以上
エタノール溶状	試験適合
密度(20℃)	0.799～0.804g/ml
屈折率20℃	1.394～1.397
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.01%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8903:2014
(*:当社追加項目)