

Code No. 13-0244

製品規格書

ジクロロメタン

試薬特級

試験項目	規格値
* 性状	無色透明の液体
純度(CH ₂ Cl ₂)(GC)	質量分率99.5%以上
外観	ハーゼン10以下
密度(20°C)	1.320~1.330g/mL
水分	質量分率0.05%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(HClとして)	質量分率0.01%以下
遊離塩素	試験適合
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
よう素消費物質	試験適合
安定剤 2-メチル-2-ブテン [CH ₃ CH=C(CH ₃) ₂](GC)	質量分率0.005%以下
安定剤 メタノール(CH ₃ OH)(GC)	質量分率0.7%以下

JIS K 8161:2015(*:当社追加項目)