

Code No. 13-0249

製品規格書

2-ブタノン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(C ₂ H ₅ COCH ₃)(GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.803~0.807g/ml
屈折率20℃	1.378~1.381
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.005%以下
過マンガン酸還元性物質	質量分率0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8900:2012
(*:当社追加項目)