

Code No. 13-0286

製品規格書

メチルオレンジ

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	だいたい色～褐色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸光度(5mg/L, pH4.8)(乾燥後)	試験適合
乾燥減量(105℃)	質量分率15.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	質量分率20.0～23.0%
変色範囲(pH)	試験適合

JIS K 8893 : 2020(*:当社追加項目)