

Code No. 13-0349

## 製品規格書

メタノール

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.789~0.792g/ml
屈折率20℃	1.327~1.330
水分	0.07%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(HCOOHとして)	0.002%以下
塩基(NH3として)	3ppm以下
アセトン及びアルデヒド(CH3COCH3として)	0.003%以下
エタノール(C2H5OH)	0.05%以下
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質	5ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上