

Code No. 13-0521

製品規格書

DL-リンゴ酸

食品添加物

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末で、 においがないか又はわずかに特異なにおいがあり 、特異な酸味がある 試験適合
確認試験	試験適合
融点	127~132℃
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	Clとして0.004%以下
(3) 鉛	Pbとして2μg/g以下
(4) ヒ素	Asとして3μg/g以下
(5) 易酸化物	試験適合
強熱残分	0.05%以下
含量	99.0%以上

食品添加物公定書