

Code No. 13-0853

## 製品規格書

### モネンシンナトリウム

生化学用

| 試 験 項 目                                 | 規 格 値            |
|---|------------------|
| 外観                                      | 白色～うすい褐色、粉末      |
| メタノール溶状                                 | 試験適合             |
| 比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=0.4,CH3OH)(乾燥物換算) | +55～+65°         |
| 乾燥減量(105℃)                              | 4.0%以下           |
| 力価                                      | 800 $\mu$ g/mg以上 |