

Code No. 13-1081

## 製品規格書

### メタノール

分取クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.790~0.793g/ml
屈折率20℃	1.327~1.330
吸光度(220nm)	0.30以下
吸光度(260nm)	0.02以下
吸光度(280~400nm)	0.01以下
水分	0.05%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(HCOOHとして)	0.001%以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	5ppm以下
含量(毛管カラムGC)	99.7%以上