

Code No. 13-1146

製品規格書

多元素混合標準液L-I

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	わずかにうすい青紫色～うすい青紫色、澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.90～1.10mol/l
アルミニウム(Al)	950～1050mg/l
バリウム(Ba)	95～105mg/l
カルシウム(Ca)	950～1050mg/l
クロム(Cr)	95～105mg/l
鉄(Fe)	950～1050mg/l
マグネシウム(Mg)	95～105mg/l
鉛(Pb)	95～105mg/l
ストロンチウム(Sr)	95～105mg/l