

Code No. 13-1187

## 製品規格書

### 多元素混合標準液W-IV

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	わずかにうすい青色～うすい青色、透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.090～0.110mol/l
カドミウム(Cd)	95～105mg/l
クロム(Cr)	95～105mg/l
銅(Cu)	95～105mg/l
鉄(Fe)	95～105mg/l
マンガン(Mn)	95～105mg/l
ナトリウム(Na)	95～105mg/l
鉛(Pb)	95～105mg/l
亜鉛(Zn)	95～105mg/l