

Code No. 13-1201

製品規格書

3-メチル-1-ブタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度[(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ OH](GC)	質量分率98.0%以上
密度(20℃)	0.808~0.813g/ml
屈折率20℃	1.402~1.407
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.01%以下
アルデヒド	試験適合
塩基性物質(Nとして)	質量分率0.001%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8051:2010 (*:当社追加項目)