

Code No. 13-1210

## 製品規格書

### 1-メチル-2-ピロリドン

ペプチド合成用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
エタノール溶状	試験適合
密度(20℃)	1.030～1.035g/mL
屈折率20℃	1.468～1.472
吸光度(280nm)	0.6以下
水分	0.02%以下
塩化物(Cl)	1ppm以下
アミン(CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> として)	10ppm以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	0.02%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上