

Code No. 13-1449

製品規格書

D-マンニトール「製造専用」

日本薬局方

試験項目	規格値
* 性状	白色の結晶、粉末又は粒
確認試験	試験適合
融点	165～170℃
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) ニッケル	1ppm以下
(3) 類縁物質	試験適合
(4) ブドウ糖	0.1%以下
導電率	20 μ S \cdot cm ⁻¹ 以下
乾燥減量	0.5%以下
含量(乾燥物換算)	97.0～102.0%
* エンドトキシン	2.5EU/g未満

日本薬局方(*:当社追加項目)