

Code No. 13-1461

## 製品規格書

### 陽イオン混合標準液III

イオンクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	0.018~0.022mol/l
リチウムイオン(Li <sup>+</sup> )	4.8~5.2mg/l
ナトリウムイオン(Na <sup>+</sup> )	19.0~21.0mg/l
アンモニウムイオン(NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	23.8~26.2mg/l
カリウムイオン(K <sup>+</sup> )	47.5~52.5mg/l
マグネシウムイオン(Mg <sup>2+</sup> )	28.5~31.5mg/l
カルシウムイオン(Ca <sup>2+</sup> )	47.5~52.5mg/l