

Code No. 13-1508

製品規格書

N,N'-メチレンビス(アクリルアミド)-HG

分子生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
着色度(APHA)(5g/L)	10以下
水溶状	試験適合
緩衝液溶状	試験適合
吸光度(10g/L, 290nm)	0.2以下
導電率(10g/L, H2O)	10μS/cm以下
乾燥減量(105℃)	0.5%以下
pH(10g/L, 25℃)	5.5～7.0
アクリル酸(CH2:CHCOOH)	0.02%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量	99.0%以上