

Code No. 13-1510

製品規格書

ステアリン酸マグネシウム「製造専用」

日本薬局方

試験項目	規格値
* 性状	白色の軽くてかさ高い粉末
確認試験	試験適合
純度試験	-
(1) 酸又はアルカリ	試験適合
(2) 塩化物	0.1%以下
(3) 硫酸塩	1.0%以下
(4) 重金属	20ppm以下
乾燥減量	6.0%以下
微生物限度	試験適合
ステアリン酸・パルミチン酸含量比	試験適合
含量(Mgとして)	4.0~5.0%

日本薬局方(*:参考項目)