

Code No. 13-1534

## 製品規格書

### 2-メチル-1-プロパノール

分子生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.800～0.804g/mL
屈折率20℃	1.395～1.398
水分	0.2%以下
酸[(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCOOHとして]	0.002%以下
蛍光試験	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(GC)	99.0%以上