

Code No. 13-1579

製品規格書

L-メチオニン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20} (c=8,HCl)(乾燥後)	+23.7～+24.7°
乾燥減量(105℃)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する